



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VII СКЛИКАННЯ

пл. Лесі Українки, 1, м. Київ-196, 01196, тел. 286-83-59, факс 286-83-48
E-mail: koblrada@ukr.net, Web: <http://kor.gov.ua> Код ЄДРПОУ 24572267

29.04.2020 № 954/04-01

на № _____ від _____

Головам районних рад
Міським головам
Головам об'єднаних територіальних
громад

Генеральному директору
Асоціації «Укрмашбуд»
Грабильнікову В.Ю.
02090, м. Київ, вул. В. Сосюри, буд.7

Виконавчий апарат Київської обласної ради надсилає лист Асоціації «Укрмашбуд» від 13.04.2020 № 230 (вх. КОР від 14.04.2020 № 05-01-17/1376) щодо випуску Дезінфікуючої рамки, яка призначена для проведення дезінфекції людей антисептичним розчином.

Додаток: за текстом на 2 арк. першому, другому та третьому адресату.

Заступник голови ради

Я.В. Добрянський



АСОЦІАЦІЯ «ЛІГА МАШИНОБУДІВНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

«УКРМАШБУД»


02090, м Київ, вул. В. Сосюри буд. 7, тел.: +38 044 331-52-34 | office@ukrmashbud.org.ua | www.ukrmashbud.org.ua

№ 230 від 13 квітня 2020 р.

Голові
Київської облради
Стариченку М.А.

Шановний Миколо Анатолійовичу!

В рамках роботи Антикризового штабу, в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, заподіяної коронавірусом SARS-CoV-2 підприємство Асоціації ПАТ «Барський машинобудівний завод» спільно з іншими підприємствами – членами «Укрмашбуд» освоїло та розпочало випуск Дезінфікувальної рамки, яка призначена для проведення дезінфекції людей антисептичним розчином. Замовлення на Дезінфікувальну рамку надходять з медичних закладів, фармацевтичних підприємств, молокозаводів, м'ясокомбінатів, аграрних господарств та інших підприємств.



Київська обласна рада

О Д Е Р Ж А Н О

Вхідний № 05-01/17/1376-01

14 04 20 20

Принцип роботи приладу: коли людина наближається до рамки — спрацьовує детектор руху і тим самим відкривається клапан подачі рідини, яка під тиском в 4 атмосфери розприскується через 5 форсунок, розташованих на рамці. Тиск у системі створює 4-р'юх атмосферний компресор, який подає повітря у ємність де знаходиться дезінфікуюча рідина.

Склад приладу:

1. Компресор.
 2. Нержавіюча ємність для розчину.
 3. Металева прямокутна рамка.
 4. Система автоматичного вмикання з регулюванням від 1 до 10 секунд.
- Витрата розчину - 5 л на 250 чоловік.

Шановний Миколо Анатолійовичу!

Просимо довести цю інформацію до відома міських, районних рад, керівництва об'єднаних територіальних громад, підприємств, агрохолдингів та сільгоспвиробників Вашої області.

Контактний тел. +380675670734.

З повагою,

**Генеральний директор
Асоціації «Укрмашбуд»**



В.Ю. Грабильніков

Вик.: Беда Л.Ф.
т.м. +380995578411